

Anticorps Polyclonal Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Pour Wb, Elisa - Q14995

Numéro d'article: CM0020866



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre Rev-erb beta/NR1D2 humain, adapté au WB et à l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le rythme circadien et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rev-erb beta/NR1D2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBBeta; Rev-erb beta/NR1D2
Espèce	Humain
GeneID	9975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-300 de Rev-erb beta/NR1D2 humain (NP_005117.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14995
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace