

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rev-Erb α /Nr1D1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P20393

Numéro d'article: CM0002748



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le Rev-Erb α /NR1D1 humain (P20393). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le rythme circadien et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rev-Erb α /NR1D1 mAc Lapin
Remarques/Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9572
GeneID	9572
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20393
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace