


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rexo2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3B8

Numéro d'article: CM0014891



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre REXO2 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dégradation de l'ARN mitochondrial et de l'initiation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REXO2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25996
GeneID	25996
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-237 de REXO2 humain (NP_056338.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3B8
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace