


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rfc1 Pour Wb, If/Icc Et Elisa - P35251

Numéro d'article: CM0021212



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RFC1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sous-unité 1 du facteur de réplication C (128 kDa), essentiel au chargement de PCNA lors de la réplication de l'ADN - P35251.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RFC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MHCBBF; RFC140; RFC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5981
GeneID	5981
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 400-700 du RFC1 humain (NP_001191676.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35251
Poids protéique	128 kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré