

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rfc4 Pour Wb - P35249

Numéro d'article: CM0029890



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-RFC4 est validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA sur des échantillons humains et de rat, ce qui le rend idéal pour les études sur la réplication de l'ADN et le chargement du PCNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RFC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	A1; RFC37; RFC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5984
GeneID	5984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204-363 du RFC4 humain (NP_002907.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P35249
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace