

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rfk Pour Wb Et Elisa - Q969G6

Numéro d'article: CM0029170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin RfK de haute qualité pour les applications Western blot et ELISA, adapté aux échantillons humains et murins. Validé avec un immunogène de protéine recombinante (aa 1-155), détecte la riboflavine kinase, une enzyme clé de la synthèse du FAD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RfK Lapin pAb
Remarques/Alias	RIFK; RfK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55312
GeneID	55312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-155 de RfK humaine (NP_060809.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q969G6
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace