

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rfpl2 Pour Wb, Elisa - 075678

Numéro d'article: CM0017257

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RFPL2 validé pour WB et ELISA. Détecte le RFPL2 humain et de rat (protéine à doigt de zinc 79, 42 kDa), une protéine à doigt de zinc exprimée dans la prostate et le cerveau. Convient pour la recherche en biologie urogénitale. SWISS : 075678.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RFPL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNF79 ; RFPL2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10739
ID de Gène	10739
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du RFPL2 humain (NP_006596.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	075678
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace