


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rfwd2/Cop1 Pour Wb, Elisa - Q8Nhy2

Numéro d'article: CM0017275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RFWD2/COP1 humain (E3 ubiquitine-protéine ligase), validé pour WB et ELISA ; cible les acides aminés 582-731. Convient à la recherche sur l'ubiquitination et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RFWD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAP78 ; RFWD2 ; CFAP78 ; RNF200
Espèce	Humaine
GeneID	64326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 582-731 de la RFWD2 humaine (NP_071902.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8NHY2
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant