

Anticorps Polyclonal Anti-Rfx2 Pour Wb, Elisa - P48378

Numéro d'article: CM0019704

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RFX2 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le RFX2 humain et murin, un facteur de transcription essentiel à la spermatogenèse et à la ciliogenèse. Idéal pour les études en biologie de la reproduction et en régulation génique.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	RFX2 pAb de lapin
Remarques/Alias	RFX2
Espèce	Humaine
ID du gène	5990 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 295-450 du RFX2 humain (NP_000626.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P48378
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Sac réfrigérant