

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rfx3 Pour Wb, Elisa - P48380

Numéro d'article: CM0012927

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RFX3 validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible le facteur de transcription humain RFX3, un régulateur clé de la ciliogenèse et de la différenciation des cellules des îlots pancréatiques. Convient pour la recherche sur le développement et les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RFX3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RFX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5991
GeneID	5991
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-430 de la protéine RFX3 humaine (NP_602304.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48380
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace