

Anticorps Polyclonal Anti-Rga1 (Gpa1) Pour Wb, Elisa - Q0DJ33

Numéro d'article: CM0022062

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RGA1 (GPA1) d'Oryza sativa, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Validé chez le riz, cet anticorps aide à l'étude de la signalisation de la croissance végétale et des voies des gibbérellines/brassinostéroïdes. - Q0DJ33

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-RGA1
Remarques/Alias	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
Espèce	Oryza sativa
ID de gène	4338448
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-230 de la protéine RGA1 d'Oryza sativa (Q0DJ33)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q0DJ33
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Glace carbonique (ou sac de glace)