


Anticorps Monoclonal Anti-Rgap1 Pour Wb, Elisa - Q9H0H5

Numéro d'article: CM0003317



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin RGAP1 validé pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît le RGAP1 humain (protéine activatrice de GTPase Rac 1), un régulateur clé de la cytokinèse. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire, le cancer et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin RGAP1
Remarques/Alias	CYK4 ; CDAN3B ; ID-GAP ; HsCYK-4 ; MgcRacGAP ; RGAP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	29127
Identifiant du gène	29127
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du RGAP1 humain (Q9H0H5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H0H5
Poids protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace