


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rgap1 (Validé Par Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

Numéro d'article: CM0009817



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre RGAP1 (Rac GTPase-activating protein 1), validé par KD, pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine RGAP1 humaine, de souris et de rat (71 kDa). Cible un régulateur clé de la cytokinèse impliqué dans la division cellulaire et l'érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] RGAP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [Validé par KD] RGAP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	29127
Identifiant de gène	29127
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 533 et 632 de la protéine RGAP1 humaine (NP_037409.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0H5
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace