

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rgl2 Pour Wb Et Elisa - Q8Gxw1

Numéro d'article: CM0020341

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine DELLA RGL2 (RGA-like 2) d'Arabidopsis thaliana, validé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des gibberellines, la germination des graines et la réponse au stress des plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RGA-like 2; T21P5.13; T21P5_13; RGL2
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID (humain)	5863
GeneID	821251
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-156 de RGL2 d'arabidopsis thaliana (NP_186995.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8GXW1
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace