

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rgl3 - Rgl3

Numéro d'article: CM0024091

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine RGL3 d'*Arabidopsis thaliana*, adapté au Western blot et à l'ELISA. Produit chez le lapin contre une protéine de fusion recombinante, avec une réactivité croisée validée pour *Arabidopsis thaliana*.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGL3 Rabbit pAb
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la protéine RGL3 d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_197251.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Expédition	Sac de glace