

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rgma Pour Wb Et Elisa - Q96B86

Numéro d'article: CM0003065



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la molécule de guidage répulsive A humaine (RGMA), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Utile pour étudier le développement du système nerveux, l'inhibition de la croissance des neurites et les voies de signalisation BMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGMA Rabbit mAb
Remarques/Alias	RGM ; RGMA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	56963
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la RGMA humaine (Q96B86).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q96B86
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace