


Anticorps Polyclonal Anti-Rgn Pour Wb, Elisa - Q15493

Numéro d'article: CM0027370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la régulcalcine humaine (RGN/SMP30). Validé pour WB et ELISA, détecte les protéines humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et la gluconolactonase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGN Rabbit pAb
Remarques/Alias	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9104
GeneID	9104
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-299 de la RGN humaine (NP_004674.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15493
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace