

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rgs10 Pour Wb Et Elisa - O43665

Numéro d'article: CM0026219



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RGS10 humain, adapté pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; détecte une protéine d'environ 21 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGS10 Lapin pAb
Remarques/Alias	RGS10
Espèce	Humain
ID de gène	6001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-181 du RGS10 humain (NP_001005339.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43665
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace