

Anticorps Polyclonal Anti-Rgs13 Pour Wb, Elisa - O14921

Numéro d'article: CM0017965

Introduction

Anticorps polyclonal RGS13 (lapin, validé pour WB/ELISA) cible le RGS13 humain (19kDa), un régulateur de la signalisation des protéines G. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RGS13 Lapin pAb
Remarques/Alias	RGS13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6003
GeneID	6003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-159 du RGS13 humain (NP_002918.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O14921
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace