


Anticorps Polyclonal Anti-Rgs14 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 043566

Numéro d'article: CM0030142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine RGS14 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine de 61 kDa ; idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et la mémoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGS14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RGS14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10636
GeneID	10636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-510 de la RGS14 humaine (NP_006471.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43566
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant