


Anticorps Polyclonal Anti-Rgs2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41220

Numéro d'article: CM0020384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le RGS2 humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des protéines G et la régulation de la pression artérielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	G0S8; RGS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5997
GeneID	5997
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 du RGS2 humain (NP_002914.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41220
Poids protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace