

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rgs20 Pour Wb, Elisa - 076081

Numéro d'article: CM0025850

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RGS20 obtenu contre la protéine recombinante humaine RGS20 (aa 1-241). Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec les RGS20 humain, de souris et de rat. Il cible le régulateur de la signalisation des protéines G 20, une protéine GTPase-activatrice sélective pour Gz impliquée dans l'inhibition de la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGS20 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	8601
GenelD	8601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 241 de la RGS20 humaine (NP_003693.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076081
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace