

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rgs4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49798

Numéro d'article: CM0022549

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RGS4 humaine (SWISS P49798), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît les homologues de souris et de rat. Adapté pour l'étude de la signalisation et de la régulation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	RGS4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RGP4 ; SCZD9 ; RGS4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5999
GeneID	5999
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine RGS4 humaine (NP_005604.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49798
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace