


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rgs5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15539

Numéro d'article: CM0030235



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RGS5 humain (Régulateur de la signalisation des protéines G 5). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la signalisation des GPCR et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RG55 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MST092 ; MST106 ; MST129 ; MSTP032 ; MSTP092 ; MSTP106 ; MSTP129 ; RG55
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	8490
ID du Gène	8490
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O15539
Poids Moléculaire de la Protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace