

Anticorps Polyclonal Anti-Rgs7 Pour Wb Et Elisa - P49802

Numéro d'article: CM0025518



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RGS7 humain (régulateur de la signalisation des protéines G 7). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier les cascades de signalisation médiées par les GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGS7 Lapin pAb
Remarques/Alias	RGS7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6000
GeneID	6000
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49802
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace