


Anticorps Polyclonal Anti-Rhbdd1 Pour Wb, If/Icc, Icc - Q8Teb9

Numéro d'article: CM0014363



Introduction

Le pAc de lapin anti-RHBDD1 est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec le RHBDD1 humain, souris et rat, une protéase rhomboïde impliquée dans la DEAR, l'apoptose et la spermatogenèse. Idéal pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin RHBDD1
Remarques/Alias	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
Espèce	Humain
GeneID	84236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-315 du RHBDD1 humain (NP_115652.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TEB9
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace