

Anticorps Polyclonal Anti-Rhbdf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cc6

Numéro d'article: CM0024121

Introduction

Anticorps polyclonal anti-RHBDF1 (lapin) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine rhomboid inactive 1 humaine (iRhom1), présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation EGFR et le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHBDF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gene-89; gene-90; RHBDF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-400 de RHBDF1 humain (NP_071895.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96CC6
Poids protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace