


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rheb Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15382

Numéro d'article: CM0018212



Introduction

Le pAb de lapin anti-RheB détecte la protéine RheB humaine, murine et de rat (~20 kDa) dans les applications WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTOR et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RheB
Remarques/Alias	RHEB2; RheB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6009
GeneID	6009
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15382
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac de glace