

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhoa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61586

Numéro d'article: CM0013958



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant RhoA (ARHA) pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Indispensable pour l'étude de l'organisation du cytosquelette, la migration cellulaire et la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RhoA Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	387
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 94 et 193 de la protéine RhoA humaine (NP_001655.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61586
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace