

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhoa Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61586

Numéro d'article: CM0013576



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-RhoA (P61586) de CamelBio est validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il détecte la RhoA humaine, de souris et de rat (22 kDa), une petite GTPase régulant le cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RhoA Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	387
GeneID	387
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61586
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant