


Anticorps Monoclonal Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0012061



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre RHOA/RHOB/RHOC, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Protéine de 22 kDa - Q16695 / P68431.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RHOA/RHOB/RHOC
Remarques/Alias	ARH9 ; ARHC ; H9 ; RHOH9 ; RHOA/RHOB/RHOC
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	387/388/389
ID du gène	389/387/388
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de la protéine humaine RHOA/RHOB/RHOC (P08134)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace