


Anticorps Polyclonal Anti-RhoB Pour Wb, Elisa - P62745

Numéro d'article: CM0029618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RhoB de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le RhoB humain, murin et de rat (~22 kDa). Convient pour la recherche sur l'apoptose, le cancer et la signalisation cellulaire. - P62745

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RhoB Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARH6 ; ARHB ; RHOH6 ; MST081 ; MSTP081 ; RhoB
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	388
ID du gène	388
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 190 du RhoB humain (NP_004031.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62745
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace