


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-RhoB Pour Wb Et Elisa - P62745

Numéro d'article: CM0007615



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le RhoB humain. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la tumorigenèse et le trafic cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RhoB mAb Lapin
Remarques/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Espèce	Humain
ID de Gène	388
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-150 du RhoB humain (NP_004031.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62745
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace