

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhobtb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byz6

Numéro d'article: CM0019933

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine RHOBTB2 (DBC2/p83) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la prolifération cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHOBTB2 pAb de lapin
Remarques / Alias	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23221
GeneID	23221
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-480 de la protéine RHOBTB2 humaine (NP_001153508.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYZ6
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace