

Anticorps Polyclonal Anti-Rhoc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08134

Numéro d'article: CM0020657



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RhoC humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le RhoC humain, souris et rat (~22 kDa). Idéal pour la recherche sur la transduction du signal et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RhoC Lapin pAb
Remarques/Alias	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; RhoC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	389
GeneID	389
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08134
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace