

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhoc (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - P08134

Numéro d'article: CM0014664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant RhoC (P08134). Conçu pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et le rat. Permet d'étudier le rôle de RhoC dans la transduction du signal, la dynamique du cytosquelette et la cytodierèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] RhoC pAb Lapin
Remarques/Alias	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	389
GeneID	389
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de RhoC humain (NP_786886.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P08134
Poids de la Protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace