

Anticorps Polyclonal Anti-Rhod Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000212

Numéro d'article: CM0028433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RHOD humain (RhoD), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire prévu 23 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RHOD Lapin pAb
Remarques/Alias	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	29984
GeneID	29984
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 101-200 de RHOD humain (NP_055393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00212
Poids de la Protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace