


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhodopsine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08100

Numéro d'article: CM0019980



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-rhodopsine validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Cible le photorécepteur couplé aux protéines G, essentiel à la vision en faible luminosité et à la recherche sur la phototransduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rhodopsin Rabbit pAb
Remarques/Alias	RP4 ; OPN2 ; CSNBAD1 ; Rhodopsine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6010
GeneID	6010
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 200 et l'extrémité C-terminale de la rhodopsine humaine (NP_000530.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P08100
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac de glace