

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhog Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

Numéro d'article: CM0023061



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RHOG validé pour Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec RHOG humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la synapse immunologique, la migration cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHOG Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARHG ; RHOG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	391
GeneID	391
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de RHOG humain (NP_001656.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84095
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace