


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhogap Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13017

Numéro d'article: CM0025734



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin RhoGAP (Q13017) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Protéine activatrice de GTPase pour la famille Rho. Idéal pour les études de signalisation cellulaire et du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RhoGAP Lapin pAb
Remarques/Alias	GF12 ; p190-B ; RhoGAP5 ; p190BRhoGAP ; RhoGAP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	394
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1292-1501 de la RhoGAP humaine (NP_001164.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13017
Poids Moléculaire Protéique	172 kDa
Expédition	Sac de glace