

Anticorps Polyclonal Anti-Rhogdi Pour Wb, Elisa - P52565

Numéro d'article: CM0014115



Introduction

Anticorps polyclonal anti-RhoGDI validé par KO pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des GTPases Rho et de la régulation de la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-RhoGDI [validé par KO]
Remarques/Alias	GDIA1 ; NPHS8 ; RHOGDI ; RHOGDI-1 ; HEL-S-47e ; DI
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	396
ID du gène	396
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-204 de la RhoGDI humaine (NP_001172006.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P52565
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac réfrigérant