

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-RhoH Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15669

Numéro d'article: CM0024801

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RHOH humain (RhoH, TTF), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient aux études sur la signalisation des cellules hématopoïétiques, le développement des cellules T et la fonction des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHOH Lapin pAb
Remarques/Alias	TTF; ARHH; RHOH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	399
GeneID	399
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-191 du RHOH humain (NP_004301.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15669
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace