


Anticorps Polyclonal Anti-Rhot1/Miro1 Pour Wb, Elisa - Q8Ixi2

Numéro d'article: CM0026150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre RHOT1/MIRO1 humain (GTPase Rho mitochondriale 1), validé pour WB et ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 310-590). Idéal pour la recherche sur le trafic mitochondrial et la fission.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] RHOT1/MIRO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55288
ID de gène	55288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-590 de RHOT1/MIRO1 humain (NP_060777.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXI2
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace