

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhot2 Pour Wb - Q8Ixi1

Numéro d'article: CM0027877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RHOT2 humain (MIRO-2) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Étudie le trafic mitochondrial et la distribution subcellulaire. UniProt Q8IXI1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RHOT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89941
GeneID	89941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-550 du RHOT2 humain (NP_620124.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXI1
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace