


Anticorps Polyclonal Anti-Rhou Pour Wb, Elisa - Q7L0Q8

Numéro d'article: CM0020766



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RHOU humaine (WRCH1, CDC42L1), validé pour les applications de Western blot et ELISA. Impliqué dans la recherche sur la morphologie cellulaire, l'organisation du cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHOU Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHOU
Espèce	Humain
GeneID (humain)	58480
GeneID	58480
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7L0Q8
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace