

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ric8A Pour Wb Et Elisa - Q9Npq8

Numéro d'article: CM0017595

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RIC8A de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte la RIC8A humaine, murine et de rat (synembryon-A), une chaperonne et un FEG des protéines G alpha. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RIC8A Rabbit pAb
Remarques/Alias	RIC8; RIC8A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	60626
GeneID	60626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 362-531 de la RIC8A humaine (NP_001273063.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NPQ8
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace