

Anticorps Polyclonal Anti-Rictor Pour Wb - Q6R327

Numéro d'article: CM0027561



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RICTOR validé pour WB et ELISA. Reconnaît le RICTOR humain avec réaction croisée chez le rat. Cette protéine d'environ 192 kDa est un adaptateur clé du complexe mTORC2, qui médie la phosphorylation d'AKT et la croissance cellulaire. - Q6R327

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RICTOR Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
Espèce	Humain
GeneID	253260
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1043-1142 de RICTOR humain (NP_689969.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Rat
SWISS	Q6R327
Poids de la protéine	192 kDa
Expédition	Sac de glace