

Anticorps Monoclonal Anti-Rig-I/Ddx58 Pour Wb, Elisa - 095786

Numéro d'article: CM0009681



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Rig-I/DDX58 (SWISS 095786) validé pour WB et ELISA. Détecte le RIG-I humain, un capteur d'ARN cytoplasmique essentiel à l'immunité antivirale innée. Convient aux études de recherche sur les maladies infectieuses et la signalisation interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espèce	Humain
ID du gène	23586 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétisé dérivé de Rig-I/DDX58 humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095786
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace