

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rig-I/Ddx58 Pour Wb, Elisa - O95786

Numéro d'article: CM0007108



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant Rig-I/DDX58 humain (RIG-I, DDX58). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'immunité innée et la réponse antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rig-I/DDX58 mAb de lapin
Remarques/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23586
GeneID	23586
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95786
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace