

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rig-I/Ddx58 Pour Wb Et Elisa - O95786

Numéro d'article: CM0014568



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin spécifique contre Rig-I/DDX58 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le Rig-I humain et de rat, un récepteur clé de l'immunité innée pour la détection de l'ARN viral et la signalisation antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rig-I/DDX58 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espèce	Humain
GeneID	23586
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 825-925 du Rig-I/DDX58 humain (NP_055129.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O95786
Poids Protéique	107 kDa
Expédition	Sac de glace